## TP n°09: champ magnétique dans un solénoïde

Objectifs:


- savoir utiliser un teslamètre pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique;
- déterminer expérimentalement la perméabilité de l'air;
- utiliser la formule du champ magnétique au centre d'un solénoïde.

## 1Montage et mesures

Une bobine longue, ou **solénoïde** a une longueur L=405 mm. Elle comporte deux enroulements imbriqués, de 200 spires chacun. L'un des enroulements possède des sorties intermédiaires, et donc un nombre de spires N réglable.

On dispose d'un **teslamètre** équipé d'une sonde, que l'on peut insérer à l'intérieur du solénoïde pour mesurer le champ magnétique en son centre, là où le champ magnétique est uniforme.

On dispose également d'un générateur de tension continue U=6V, avec un interrupteur, d'un rhéostat de  $10~\Omega$  (utilisé en résistance variable) et d'un multimètre.



- 1- Lisez la fiche d'utilisation du teslamètre en annexe, et mettez l'appareil sous tension.
- **2- Câblez** le montage ci-dessus (interrupteur ouvert, c'est-à-dire alimentation éteinte), **réglez** le curseur du rhéostat de manière à avoir une résistance maximum, et **faites vérifier** le montage par le professeur. Vous prendrez N=200 spires, et **placerez** la sonde le plus exactement possible au centre de la bobine.
- 3- Réglez précisément le teslamètre à zéro (à +/- 0,01 mT), en position 20 mT.
- 4- Pour I variant de 0 à 4 A, relevez la composante horizontale du champ magnétique B.

I(A)	
B (mT)	
<ul> <li>2 Exploitations des mesures</li> <li>1- Tracez la caractéristique B(I) page suivante. Echelles: 1 cm pour 0,5 A et 1 cm pour 0,2 mT.</li> <li>2- Montrez qu'il existe une constante k, que l'on calculera, telle que : B=kI.</li> </ul>	
3- <b>Donnez</b> la	valeur de k si B et I sont exprimés dans leurs unités légales :
L (exprimée μ <sub>0</sub> est la perm	ule permet de calculer l'intensité B du champ magnétique au centre d'un solénoïde, de longueur en mètres), possédant N spires et parcouru par un courant I : $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$ . néabilité du vide (et de l'air). question précédente, et avec les données de l'énoncé, <b>déterminez</b> la valeur de $\mu_0$ .
5- Compare	z la valeur déterminée avec la valeur théorique 4π 10 <sup>-7</sup>

Première STI année scolaire 2010-2011


## 3 Nombre de spires par mètre

Pour un solénoïde, on appelle <u>nombre de spires par mètre</u>, le rapport  $n = \frac{N}{L}$  où N est le nombre de spires du solénoïde et L sa longueur.

1- Pour N valant successivement 200, puis 400 spires (en mettant en série les deux enroulements imbriqués. Attention au sens !), **relevez** B pour un courant I = 2,5 A.

$$N = 200 \text{ spires}, L = 405 \text{ mm} : B = \dots;$$
  $N = 400 \text{ spires}, L = 405 \text{ mm} : B = \dots;$ 

2- Conclusion :



Caractéristique B = f(I) pour un solénoïde

ANNEXE: Utilisation du teslamètre Jeulin teslamètre T100

1- Mettre le teslamètre sous tension. Le témoin du secteur s'allume en rouge.

Attendre que ce témoin passe au vert (environ 10 minutes).

- 2- Sélectionner, si nécessaire, la composante magnétique à afficher (Bx : composante horizontale; Bz : composante verticale ) .
- 3- Sélectionner le calibre désiré (20 ou 100 mT).
- 4- **Régler** le zéro du teslamètre : un potentiomètre accessible sur la sonde permet de régler le zéro du teslamètre (soit en Bx), à l'aide d'un tournevis.
- 5- Lire la valeur affichée en mT